

スピリーバ吸入用カプセル (ハンディヘラー)

吸入手技 確認日 年 月 日

吸入チェック項目	チェック欄
ブリスターを切り離し、止める・切らないの位置まではがし、カプセルを取り出せる	
ハンディヘラーのキャップと吸入口を開けられる	
取り出したカプセルをハンディヘラーに装填できる	
側面の緑のボタンを確実に1回押してから戻している	
吸入前に苦しくならない程度に息を吐き出している	
カプセルのふるえる音が鳴る程度の吸入ができる	
吸入後に口を閉じて5秒程度の息止めができています	
吸入後のうがいできています	
吸入後に吸入口を開け、手を触れないでカプセルを捨てることできる	

\*コメント欄\*

吸入指導薬剤師 \_\_\_\_\_

吸入指導ネットワーク監修