

吸入手技チェックリスト(DPI用)

保険薬局薬剤師の方へ

このチェックリストを使用することで、吸入指導を効率よく行えます。
実際に容器見本やプラセボ、吸入練習器などを使用してご活用下さい。

① タービュヘイラー		⑤ ディスカス	
<input type="checkbox"/>	キャップをはずし、吸入口を正しく出せる	<input type="checkbox"/>	カバーを開けて吸入口を正しく出せる
<input type="checkbox"/>	本体を立てた状態で回転グリップをクルツ、カチッと回すことができる(初回のみ空打ちする)	<input type="checkbox"/>	吸入器を水平に持っている
<input type="checkbox"/>	空気口をふさがず吸入器を持っている	<input type="checkbox"/>	レバーをカチッと音がするまで押している
<input type="checkbox"/>	吸入前に苦しならない程度に息を吐き出している	<input type="checkbox"/>	吸入前に苦しならない程度に息を吐き出している
<input type="checkbox"/>	吸入口を隙間なくしっかりくわえることができる	<input type="checkbox"/>	速く強く吸入できる(うどんをすするように)
<input type="checkbox"/>	速く強く吸入できる(うどんをすするように)	<input type="checkbox"/>	吸入後に口を閉じて5秒程度の息止めができる
<input type="checkbox"/>	吸入後に口を閉じて5秒程度の息止めができる	<input type="checkbox"/>	吸入後、カバーを閉じている
<input type="checkbox"/>	キャップをしっかり閉めている	<input type="checkbox"/>	吸入後のうがいができる
<input type="checkbox"/>	吸入後のうがいができる	⑥ ハンディヘラー	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	プリスターを切り離し、止める・切らない位置まではがしカプセルを取り出せる
② エリプタ		<input type="checkbox"/>	ハンディヘラーのキャップと吸入口を開けられる
<input type="checkbox"/>	吸入器を正しく持つことができる (青いカバーが上に、カウンターが手前にくるように)	<input type="checkbox"/>	取り出したカプセルをハンディヘラーに装填できる
<input type="checkbox"/>	カバーをカチッと音がするまで開いている	<input type="checkbox"/>	側面の緑のボタンを確実に1回押してから戻している
<input type="checkbox"/>	吸入器を平らに持っている	<input type="checkbox"/>	吸入前に苦しならない程度に息を吐き出している
<input type="checkbox"/>	吸入前に苦しならない程度に息を吐き出している	<input type="checkbox"/>	カプセルのふるえる音が鳴る程度の吸入ができる
<input type="checkbox"/>	速く強く吸入できる(うどんをすするように)	<input type="checkbox"/>	吸入後に口を閉じて5秒程度の息止めができる
<input type="checkbox"/>	吸入後に口を閉じて5秒程度の息止めができる	<input type="checkbox"/>	吸入後のうがいができる
<input type="checkbox"/>	カバーをしっかり閉めている	<input type="checkbox"/>	吸入後に吸入口を開け、手を触れないで、カプセルを捨てる ことができる
<input type="checkbox"/>	吸入後のうがいができる	⑦ スイグヘラー	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	吸入器を正しく持つことができる。 表と表示している面(吸入可能数カウンターのある面)を 上に向けて持つ
③ ジェヌエア		<input type="checkbox"/>	防湿キャップをひねり、吸入口を出すことができる
<input type="checkbox"/>	キャップをはずし、吸入口を正しく出せる	<input type="checkbox"/>	青色の押しボタンをカチッと音がして止まるところまで押 すことができる
<input type="checkbox"/>	吸入器を水平に持ち、ボタンを下までしっかり 押し離している(信号窓は赤→緑になる)	<input type="checkbox"/>	吸入前に苦しならない程度に息を吐き出している
<input type="checkbox"/>	吸入前に苦しならない程度に息を吐き出している	<input type="checkbox"/>	速く強く吸入できる(うどんをすするように)
<input type="checkbox"/>	速く強く吸入できる(うどんをすするように) (信号窓は緑→赤になる)	<input type="checkbox"/>	吸入後に口を閉じて5秒程度の息止めができる
<input type="checkbox"/>	吸入後に口を閉じて5秒程度の息止めができる	<input type="checkbox"/>	防湿キャップをしっかり閉めている
<input type="checkbox"/>	キャップをしっかり閉めている	<input type="checkbox"/>	吸入後のうがいができる
<input type="checkbox"/>	吸入後のうがいができる	⑧ フリーズヘラー	
④ ディスクヘラー		<input type="checkbox"/>	フリーズヘラーのキャップを開けることができる
<input type="checkbox"/>	ディスクヘラーにロタディスクを正しく装着できる (表示窓に4が現れている)	<input type="checkbox"/>	吸入直前にカプセルをアルミシートから取り出している
<input type="checkbox"/>	ロタディスクに穴を開ける操作が正しくできる	<input type="checkbox"/>	取り出したカプセルをフリーズヘラーに装填できる
<input type="checkbox"/>	吸入器を水平に持っている	<input type="checkbox"/>	吸入口をカチッと音がするまで閉じている
<input type="checkbox"/>	吸入前に苦しならない程度に息を吐き出している	<input type="checkbox"/>	側面のボタンを確実に1回押してから戻している
<input type="checkbox"/>	速く強く吸入できる(うどんをすするように)	<input type="checkbox"/>	吸入前に苦しならない程度に息を吐き出している
<input type="checkbox"/>	吸入後に口を閉じて5秒程度の息止めができる	<input type="checkbox"/>	カプセルの回転する音が鳴る程度の吸入ができる
<input type="checkbox"/>	吸入後のうがいができる	<input type="checkbox"/>	吸入後に口を閉じて5秒程度息止めができる
<input type="checkbox"/>	吸入後のロタディスクにはほとんど粉が残っていない	<input type="checkbox"/>	吸入後のうがいができる
<input type="checkbox"/>	吸入器をときどき掃除、洗浄または交換している	<input type="checkbox"/>	吸入後に吸入口を開け、手を触れないでカプセルを捨てる ことができる
<input type="checkbox"/>		⑨ ツイストヘラー	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	本体を立てた状態でキャップをはずしている (カチッと音が鳴る)
		<input type="checkbox"/>	吸入前に苦しならない程度に息を吐き出している
		<input type="checkbox"/>	空気口をふさがず吸入器を持っている
		<input type="checkbox"/>	速く強く吸入できる(うどんをすするように)
		<input type="checkbox"/>	吸入後に口を閉じて5秒程度の息止めができる
		<input type="checkbox"/>	キャップをカチッと音がするまでしっかり閉めている
		<input type="checkbox"/>	吸入後のうがいができる